

RADIOFRECUENCIA + FOTONES + PORTATIL

1. Servicio multipolar: puede cambiar millón de veces en 1 segundo la polaridad del campo eléctrico en el tejido biológico en el lugar de tratamiento, el tejido subcutáneo reacciona al movimiento con resistencia al calor. Entonces secretar más colágeno para rellenar los vacíos para sostener la piel de nuevo y restaurar la elasticidad de la piel.
2. Nueva revolución de radiofrecuencia produce energía RF de manera más intensiva esto alcanza un efecto del tratamiento más notorio en la zona.
3. Con la tecnología LED luz azul calma el acné, ajustar la secreción de grasa en la piel y tratar el acné.
4. Tecnología cuatro polar, más segura, fácil y eficiente, tan portátil que lo puede utilizar cualquier lugar en cualquier momento.
5. Diseño único: El cabezal de RF tiene 30% más contacto con la piel, el trabajo más completo.

EFFECTOS DE LA RF

Elimina arrugas: las arrugas en la frente, líneas de expresión, patas de gallo, surcos nasales de labios, las arrugas del cuello; El oxígeno suministrado por el tratamiento térmico y la nutrición en la piel, mejora la función de la célula, mejora la circulación de la linfa en la sangre, promueve el metabolismo y la producción de colágeno.

Firmeza inmediata en zonas como: la frente, alrededor de los ojos, el cuello, poros mas pequeños y papada menos pronunciada y mas firme.

Funciones:

1. RF multipolar.

Adopta nuevos materiales médicos, sin efectos secundarios, seguros y sin alergias.

2. LED

La función de fotones cuenta con cuatro niveles de regulación del 1 ~ 4 el nivel aumenta gradualmente

4. Cuenta con menú de botones táctiles fáciles de usar en cualquier lugar

Para encender Mantenga pulsado 2 segundos el control ON / OFF para ajustar la potencia de salida y (LED SEL) para ajustar la terapia de fotones

PRODUCTO

Voltaje: 110V, 50Hz / 60Hz.

Max vatios: 10 W

Frecuencia de salida: 50 kHz

Longitud de onda del LED: 415nm / 450nm

Tamaño: 165 * 145 * 65mm

Peso: 150 g.

PRECAUCIONES

1. Por favor, respete el manual de piel sensible.
2. Si el cliente tiene inyecciones de ácido hialurónico, no se recomienda su uso.
3. No use si presenta inflamación aguda o dolor y enfermedades del corazón o marcapasos.
4. Por favor, quítese todos los productos de metal cuando se opera.