

## **4en1 RADIOFRECUENCIA + GALVANICA + ELECTROPORACIÓN - MESOTERAPIA VIRTUAL+ CROMOTERAPIA... INALAMBRICOiii**

### **RADIOFRECUENCIA**

La energía eléctrica tiende a seguir la distancia más corta entre dos electrodos, cuando la energía eléctrica corre a través del tejido vivo, el flujo de energía genera calor el calor este a su vez crea colágeno en el interior de los tejidos, como respuesta a la carga eléctrica el tejido se reafirma, mejora la elasticidad, la circulación sanguínea y crea colágeno.

### **GALVANICA**

Los cuatros polos de este equipo se utilizan para garantizar una estimulación por corriente eléctrica que al azar estimula el tejido muscular causando un movimiento involuntario pasivo que conserva la elasticidad y flexibilidad de la piel.

### **ELECTROPORACION**

No solo se utiliza para la inyección de colágeno sin aguja, si no cualquier otro componente que por sus macromoléculas no podrian penetrar fácilmente en las profundas e impermeables capas de piel; Esta nueva tecnología llamada "electroporación" cambia la característica de impermeabilidad de la piel y permite que macromoléculas como: L-CARNITINA, COLAGENO o ACIDO HIALURNICO penetren dentro de las capas piel causando un alto nivel de eficacia al aditivo y sin ningún tipo de dolor.

### **MESOPORACION ó MESOTERAPIA VIRTUAL**

Las células intercambian iones nutrientes en tamaños de 1mm/10 veces con el equipo puede penetrar macromoléculas hasta de 4 mm/27 veces (L-CARNITINA). Con esto asegura que los ingredientes activos funcionan de manera eficiente ya que el resultado se ve y se siente de manera inmediata en los tratamientos reductivos así como los efectos antienvjecimiento.

### **FOTOTERAPIA LED**

La cromoterapia trabaja sin dañar la piel usando Luz de LEDS desarrollados exclusivamente para este equipo de belleza.

#### **Luz Rosa**

Longitud de onda: 415nm (+ - 10nm)  
Para blanquear las pieles oscurecidas

#### **Luz Rosa parpadeante**

Longitud de onda: 700nm (+ - 10nm)  
Maximiza la absorción de fluidos estéticos, blanquea y limpia la piel.

#### **Luz roja**

Longitud de onda 620nm (+ - 10nm)  
Mejora la elasticidad y el brillo de la piel

#### **Luz amarilla**

Longitud de onda 590nm (+ - 10nm)  
Desintoxica y muestra una piel mas saludable.

**Luz azul**

Longitud de onda: 465nm (+ - 10nm)

Estimula la producción de colágeno proteína esencial para reparar tejidos dañados y reemplazar tejidos viejos con nuevos reduce y mejora las líneas de expresión, reduce el tamaño de los poros hinchados después de la cirugía.

**Luz verde**

Longitud de onda: 520 nm (+ - 10 nm)

Mejorar la absorción de los productos y blanquea la piel.

**Programa preestablecido: Rosa, Rojo, Verde, Amarillo, Azul + flashing.**

**CONTENIDO DEL PAQUETE**

1. Unidad principal X1
2. Manual X1
3. Cargador X1

