



ULTRASONIDO + CORRIENTE GALVANICA + FOTONES

Instrumento equipado con 6 técnicas eficaces de terapia física, se puede utilizar para la cara y el cuerpo, anti-arrugas, y reducir la aparición de la celulitis.

1. Genera 1 MHz (1000000 veces / segundo de vibraciones) de ultrasonido.

Con efectos mecánicos, térmicos, físicos y químicos:

El Ultrasonido puede cambiar la capacidad y el movimiento de cada célula con una carga precisa. Puede estimular y ajustar la citomembrana, aumentar la permeabilidad de la epidermis, sus efectos térmicos, físicos y químicos pueden elevar la temperatura de 0,5 a 1 ° dentro de la profundidad en la piel, promueve la absorción de esencias, acelera el metabolismo y refuerza el curso de regeneración de los tejidos.

El Ultrasonido también puede descomponer residuos de grasa circundante, consumir energía, reparar la linfa y los vasos capilares. Logras perder de peso y las funciones de la figura de escultura.

2. inducción de Iones, Tecnología galvánica

La Tecnología de inducción de Iones es el método común utilizado por los hospitales y los SPA's hoy en día. Formar un campo eléctrico débil entre la superficie de la piel y rompe temporalmente la capa impermeable de la piel para penetrar sustancias cargadas eléctricamente, elimina la suciedad de los poros con el principio de que los contrarios atraen y lleva a cabo diferentes funciones (como eliminación del acné, hidratar la piel, disminuir arrugas resistentes) con el principio repelente homogéneo. Repone ingredientes eficaces en la piel con sus cargas de IONES, promueve la absorción de nutrientes de una forma mil veces superior a la toma oral.

El electrodo positivo puede generar acciones ácidas con funciones tranquilizantes para los nervios, mejorando la circulación sanguínea, fortaleciendo el tejido de fibroso de la piel, reduce el tamaño de los poros y alivia la piel roja. Es aplicable a reacciones alérgicas y el acné.

Electrodo negativo puede generar la acción alcalina, estimular los nervios, promover la circulación sanguínea, suavizar la fibra de los tejidos y reforzar la firmeza, y es aplicable para la piel seca y el envejecimiento con el metabolismo lento.

3. Tecnología de Fototerapia

Es una nueva tecnología basada en LED's de banda estrecha, se puede utilizar para curar diferentes enfermedades de la piel como el acné, el envejecimiento, heridas, cáncer de piel no melanoma, leucoderma, y sanar a la herida después de la cirugía o rejuvenecimiento de la piel.

Luz roja: penetra en el tejido profundo, los macrófagos liberan una serie de factores celulares bajo la luz roja, estimula la división de los fibroblastos y la formación de factores de



crecimiento, desinflama, sanar y reparar una herida. clínicamente probado para eliminar arrugas, fortalecer la firmeza de la piel, suavizar la piel y la resistencia a el envejecimiento.

Luz roja cuenta con cierta función en la curación del acné y funciones de resistencia a la penetración y la inflamación., exponer la piel bajo la luz roja y azul por turnos cura con seguridad y eficacia la inflamación del acné y el daño causado en la piel.

LED azul: previene y curar el acné que es causado por malos hábitos de alimentación y alimentos grasos ya que las glándulas secretan demasiada grasa y generar un problema bacterial dentro de los poros en la piel que causan inflamación en los poros, color rojizo e infecciones como resultado en el acné.

Principio del tratamiento de luz azul: la bacteria *Propionibacterium acnes* es anaerobia, generar porfirina endógena bajo metabolismo normal. Cuando esta bacteria se expone bajo la luz azul, causa inestabilidad de oxígeno esta condición es tóxica para la bacteria *Propionibacterium acnes* por lo tanto la capacidad funcional se vuelve irreversible y la bacteria muere.

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA TRANSCUTÁNEA DE LOS NERVIOS (EMS)

Tecnología de estimulación eléctrica que imita la sensación real de masaje de espalda, con funciones de golpeteo, masaje, manipulación, acupuntura, promueve la circulación de la sangre, es eficaz como analgésico y aumenta el valor de ATP responsable de la reacción química del cuerpo humano proporciona energía térmica en el musculo y el cuerpo.

Este dispositivo pertenece a la nueva generación de dispositivos biónicos. La Terapia de corriente pasiva es un método avanzado que excita músculos con una corriente de baja frecuencia, causando así contracción involuntaria de los músculos. llamado "movimiento pasivo".

El movimiento muscular consume energía, el azúcar y los hidratos de carbono de los tejidos circundantes, y quema la grasa, durante los ejercicios normales músculos consumen alrededor de 60 a 70 julios de energía por segundo, pero el aumento durante el ejercicio con movimiento pasivo del músculo puede consumir hasta 3000-4000 julios por segundo. Como resultado, esto provoca el consumo de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono y la circulación de agua través de nuestro cuerpo como parte del proceso de respiración normal.

Este método está destinado a reducir la grasa alrededor de los muslos, la cintura y los brazos. Se utiliza mayormente para crear el tono los músculos después de una lesión y proporcionar el desarrollo muscular en los atletas.

NOTICIA IMPORTANTE

El tiempo ideal para utilizar este equipo es el siguiente:

Galvanica 1-2 veces por semana 3-8 sesiones de mantenimiento



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO

Ultrasonido con gel diarias 3 veces a la semana por varias semanas

Microcorriente (EMS) 3 veces a la semana dos veces por semana

No use cosas de metal cerca del equipo se podría dañar.

Use gel para ultrasonido cuando use el equipo y las terapias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Recursos: DC15V, 0.35A

Corriente: 350 mA

Las ondas ultrasónicas: 1 Mhz

Tamaño de la unidad: 19x8x6cm

Peso de unidad: 230g, Material: ABS

Embalaje: caja 1pc / regalo, 36pcs / carton

Tamaño del cartón: 53.5x41x32cm

G. W / N. W: 32 / 35kgs



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO