

CAVITACION 40K c/ RF 3D BIPOLAR + CUADRUPOLAR +SEXTUPOLAR + VACUMM RF SEXTUPOLAR Y BIPOLAR + LIPOLASER

TECNOLOGÍA CAVITACIÓN 2.0 (SIN RUIDO) + RADIOFRECUENCIA + LIPOLASER EN UN SOLO MANIPULO

La Cavitación y La RADIOFRECUENCIA (RF) son los veteranos de los tratamientos reductivos y reafirmantes; La popularidad que han adquirido estos tratamientos para moldeo corporal es gracias al gran resultado que se obtiene al hacer la terapia combinada.

Este equipo te permite ahorrar tiempo y costos ya que la terapia combinada viene en un solo manipulador, trabajas CAVI+RF+LIPOLASER al mismo tiempo, las ondas electromagnéticas de RF pasan a través de la piel y reafirman e inmediatamente se emite la carga de CAVI que elimina la celulitis y los depósitos obstinados de grasa subyacentes, las moléculas de grasa son climatizadas gracias a el LIPOLASER del manipulador y luego pueden ser absorbidos en el torrente sanguíneo son eliminados a través de la función metabólica.

TECNOLOGÍA 2: RF 3D BIPOLAR CON VACUMM (rostro) y RF CUADRUPOLO 3D CON VACUMM (cuerpo). RADIOFRECUENCIA 3D Y VACUMMTERAPIA + RF COMBINADA EN UN SOLO MANIPULO

La nueva tecnología cuenta con un manipulador de Vacumm que absorbe la piel y al mismo tiempo emite una carga de RF produciendo colágeno profundo de forma instantánea y un resultado reafirmante impresionante. La terapia de RF está disponible en el equipo de forma BIPOLAR para rostro y arrugas de la piel y en el cuerpo SEXTUPOLAR para reafirmar y reducir tallas. La terapia tipo VELASHAPE que succiona la piel mientras emite la RF, hace que se encoja el colágeno dérmico y promueve la formación de nuevas células esta disponible como VACUMM+RF BIPOLAR para el rostro y VACUMM+RF CUADROPOLAR para el cuerpo este ultimo manipulador tiene la terapia de succión y 4 electrodos estratégicamente colocados para un mejor resultado

La Radiofrecuencia 3D cuenta con un potente sistema inteligente que distribuye la energía de forma mas eficiente además de sus sensores táctiles que proporcionan la frecuencia hasta que el manipulador entra en contacto con la piel sus sensores distribuyen la energía dependiendo del grosor de la piel y la fuerza del tratamiento, el mecanismo induce el estrés mecánico sobre los fibroblastos lo que conlleva a la colagenesis y también tiene efectos estimulantes en la mejora de cicatrices causadas por acné.

El equipo ha sido aprobado por la FDA para su comercialización y uso en personas, el tratamiento es completamente no invasivo y no conlleva riesgos para la salud, la certificación se extiende a los dispositivos adyacentes como radiofrecuencia (RF) y Vacumm, también ha demostrado tener efectos sobre la cicatrices del acné facial.

CARACTERISTICAS

Molestias mínimas durante el tratamiento y un mínimo de efectos secundarios en tratamientos de vacumm bipolar lo que lo convierte en un equipo completamente confiable.

El equipo ha demostrado en investigaciones por la FDA ser altamente efectivo para la reducción de cicatrices causadas por acné.

La tecnología de Vacumm emite altas frecuencias de RF estas penetran en la piel succionada al mismo tiempo lo que mejora el efecto en gran medida incluso para las zonas de parpado superior en el rostro

La combinación de cargas Vacumm + RF denominada VELASHAPE aumentan la difusión de oxígeno intracelular por calor interno el resultado se maximiza de forma amplia

La carga VELASHAPE penetra de 5 a 15 mm a través de la piel, la succión de vacío estira el tejido conectivo fibrilar y rompe con eficacia la grasa subcutánea así como los vasos capilares, aumenta el drenaje linfático, disminuye el tamaño de la grasa real y promueve el metabolismo de la misma mejorando el contorno corporal de forma visible desde las primeras sesiones.

TECHNOLOGY 3: RF CUADRUPOLO (cuerpo) y RF BIPOLAR CON LIPOLASER (rostro)

El manipulador de RF está dirigido para forzar la eliminación de triglicéridos y el estiramiento de la piel, el manipulador para cuerpo cuenta con RF 3D Cuadrupolo + Lipolaser y el manipulador para rostro cuenta con RF 3D bipolar + lipolaser, los manipuladores nunca se calientan, pero emiten altas frecuencias a la subdermis (donde se encuentra la celulitis) ejerciendo un triple efecto reductivo, anticelulitis con los siguientes resultados:

- a) Los enlaces de fibras de colágeno se juntan inmediatamente ofreciendo un efecto lifting de forma inmediata en cuerpo y rostro
- b) Los enlaces de fibroblastos promueven nuevas fibras de colágeno lo que promueve un efecto estiramiento y reducción elástica de la piel tratada.
- c) Se estimulan las células para la liberación de adipocitos al torrente sanguíneo sin dañar físicamente ninguno de ellos (estas son células muy frágiles en comparación con otros tejidos)

TECNOLOGÍA 4: RF SEXTUPOLAR 3D CON VACUUM Y LIPOLASER

Los sensores del mecanismo inteligente de RF 3D + VACUUM efecto VELASHAPE + LIPOLASER es completamente una innovación ya que emulan el proceso de regeneración natural del cuerpo en un tratamiento reductivo, reafirmante y anticelulitis seguro y completamente confiable comparado con cualquier otro equipo en el mercado. Los sensores inteligentes del nuevo sistema se ajustan y calibran de forma automática emiten la energía de forma homogénea ya que detectan la temperatura de la piel del cliente. Control superior y tratamientos más seguros y confiables sin quemaduras por malos procedimientos. Amplia penetración dérmica + terapia LIPOLASER + VACUUM al mismo tiempo esta última maximiza la penetración de la RF en el área tratada, aumenta la circulación sanguínea y el metabolismo de las grasas.

El Sextupolar RF + VACUUM + lipolaser absoluta innovación con sensores para la eliminación de grasa previamente tratada con CAVI Unoisetion 2.0 (sin ruido), La dermis nunca volverá a ser la misma ya que será obligada a liberar fibras de colágeno mientras se reduce y aprieta su tamaño de forma inmediata, el metabolismo aumentará los fibroplastos produciendo nuevas fibras de colágeno que perduran a largo esto elimina las arrugas más profundas y deja la piel más firme durante más tiempo, la proteína de colágeno fortalecida perdurará incluso concluido el tratamiento.

PARÁMETROS

Fuente de alimentación: 100V-240V
Energía: <= 190W

RF Cavitación

Frecuencia Cavi: 35 - 40 Khz
Frecuencia RF: 30 - 60 w / cm²

Frecuencia RF: 6-10 Mhz (máx.)

Energía RF: 100 J / cm³
Salida RF: Serie / Pulso
Ciclo: 0.3S

Vacuum Sextupolar RF 3D inteligente para el cuerpo + Fotones

Frecuencia: 1MHz
Potencia: 50W
Vacío: <-80kPa

Presión:> 250 kPa
flujo de aire:> 10L / minuto
Nivel de ruido: <70dB (30 cm de distancia)

RF inteligente 3D Cuadripolo + fotones para el rostro

Frecuencia: 1MHz
Potencia: 30W

RF bipolar + Vacumm para rostro y ojos

Frecuencia: 1MHz
Potencia: 10W
Vacío: <-80kPa
Presión:> 250 kPa
Flujo de aire:> 10L / minuto
Nivel de ruido: <70dB (30 cm de distancia)

RF inteligente 3D Bipolar + Fotón para contorno de ojos

Frecuencia: 1MHz
Potencia: 10W

Longitud de onda LIPOLASER: 650 a 730 nm

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Maquina principal
- 1 x 40K cavitación 2.0 + RF manipulo
- 1 x bipolar 3D de SMART RF con vacío para la Cara
- 1 x bipolar 3D sonda SMART RF con fotones de la zona de los ojos
- 1 x cuadripolo 3D sonda SMART RF con fotones para la cara
- 1 x Sextupolo 3D sonda SMART RF con aspiradoras y Fotones
- 1 x Cable de alimentación (Ambos 110v y 220v (frecuencia: 50 / 60Hz) versiones disponibles para todo el mundo



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO