



ULTRASONIDO DE 3MHZ + CROMOTERAPIA

TEORÍA

La onda ultrasónica emite una carga vibratoria a 3 millones de veces por segundo hacia la zona celular, da masajes a la capa muscular de la piel y penetra medicamentos; Además la función de cromoterapia hace que la luz pase a través de la piel suministrando energía a las células de la piel, las células a absorber la banda de ondas de color dentro de un espectro. El uso de las propiedades variables de los diferentes colores se ha convertido en el tratamiento más popular puede acelerar la célula y los cambios bioquímicos para promover la regeneración de células de la piel

* 628nm luz roja: crea colágeno

* Luz verde 525 nm: Acne

* 413nm Luz azul: Blanquea, Desinflama relaja, calma y desinfecta.

CARACTERÍSTICAS

1. 3,0 millones de vibraciones ultrasónicas por segundo se infiltran en la dermis y promueve la recuperación de la elasticidad y el colágeno de manera que desaparezcan las arrugas finas.
2. La onda de vibratoria es gentil para el rostro, con 3 millones de vibraciones ultrasónicas por segundo es más adecuados para el tratamiento alrededor de los ojos y la frente ya que penetra solo 1cm en la piel.
3. Cuenta con efectos de terapia de luz en múltiples colores: rojo, verde, y azul cada una con sus funciones.
4. infrarrojo: Profundiza en la piel calma y crea colágeno
5. Energía baja: El equipo no emite calor
6. Control de tiempo e intensidad: cálido y confortable
7. Con sonido: cuenta con dos tonos audibles al final del tratamiento y apagado automático de peso ligero, fácil de llevar y usar en cualquier momento y en cualquier lugar

FUNCIONES

1. Blanquea
2. Hidrata
3. Mejora la circulación sanguínea
4. Minimiza y calma el acné
5. Minimiza el tamaño de los poros
6. Tensa y aprieta la piel
7. Masajea de forma suave
8. Crea un efecto Anti-arrugas
9. Equilibrar la piel
10. Previene manchas
11. Resuelve el Acné y la dermatitis

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación: AC100V-240V 15V DV 300MA

Peso: 180g

Dimensiones: 170 * 46 * 50mm

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

1. Elimina completamente el maquillaje y las impurezas primero, se recomienda la aplicación de un exfoliante, el se debe realizar con la piel limpia
2. Conecte la máquina a el adaptador eléctrico, encienda, el led indicara si esta encendido.
3. Aplique una porción de gel para ultrasonido con esencia adecuada para el rostro asegúrese de que la zona de tratamiento este bien cubierto con la esencia el ultrasonido necesita el gel para funcionar correctamente
4. Aplique una porción de gel para ultrasonido con esencia apropiada para el rostro en el generador de ondas ultrasónicas
5. Ajuste la intensidad de ondas ultrasónicas, una vez encendido el equipo se ajustara a un tiempo de duración de 10 minutos y el equipo se apagará automáticamente.



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO

6. Por favor, asegúrese de que el generador de ondas ultrasónicas se desliza sin problemas, no deje un área sin gel para ultrasonidos, el equipo necesita de el para transmitir su carga



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO