



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

sistema de la belleza HIFU utiliza una nueva de alta intensidad se centró avanzada tecnología de ultrasonidos (HIFU para abreviar). La máquina lanzará foco energía sónica altamente concentrada que puede penetrar directamente en la piel y tejidos de la piel facial SMAS profunda que puede estimular y renovar el colágeno de la piel y por lo tanto tensar la piel y eliminar las arrugas. Esto se logra con éxito un buen resultado bastante con refuerzo de piel y lifting facial sin ninguna ayuda de cirugías invasivas.

HIFU PIEL proceso más ajustado

1. limpieza de la piel
2. Tome la foto y mar el área de la piel tratamiento
3. Gel Pt como un conductor entre el transmisor y la piel
4. Marque el área de tratamiento, tales como alrededor de la barbilla, cuello, ambos lados del plano de la atención
5. Pay para evitar el borde del nervio barbilla (nervio mandibular marginal) y supraorbital Nunca (supra orbital nervio) zona de finalización
6. After, y ningún período de recuperación, se pueden utilizar productos de cuidado de la piel y maquillaje
7. Sólo una vez, el efecto total será aplicado gradualmente en 2-3 meses de tiempo

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Tratamiento 1. Non-quirúrgica: no inyección, ninguna herida, no hay medicamentos, sin anestesia en todo el proceso de tratamiento.
2. Safety: toma selectivamente los efectos sobre las células de grasa de destino, la destrucción de las células de grasa a fondo, y después las células grasas son eliminado por la absorción y la descomposición del metabolismo endógeno natural del cuerpo humano. Mientras tanto, la epidermis de los alrededores, vasos sanguíneos y nervios permanecen intactos. No hay riesgo de infección y trauma. . Un cuerpo que forma segura se promete
- diseño 3. Intelligent: Control inteligente, pantalla táctil, interfaces visuales, fácil de aprender, seguro y conveniente.
4. Convenience: Todo el tratamiento es cómodo, no hay necesidad de usar un corsé de la talladora, sin descendente tiempo, sin ningún tipo afecta a la vida normal y al trabajo.
5. Effective resultados: Después de un tratamiento, la grasa de 2 cm se reducirá; después de 3 tratamientos, se eliminará la grasa 5-8 cm. Resultados notables para adelgazar sin rebote.
- 6 .. Tiene tres cabezas diferentes de trabajo para las diferentes áreas operativas:
- 1,5 mm es la capa de la epidermis;
 - 3.0 mm es la capa de la dermis;
 - 4,5 mm es para la capa SMAS.

PARÁMETROS

Entrada: AC100V-240V

Potencia: 160 vatios

de salida: 0.1-1.0J (0.1J / paso)

Separación: 1.0-3.0mm

Longitud: 5.0-25mm

Paquete que incluye

Máquina principal 1PCS

enfocado ultrasónico manija 1PCS

transductor DS-4,5 1PCS



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO

transductor DS-3.0 1PCS

transductor DS-1.5 1PCS

cable de alimentación 1PCS Instrucción de la operación será enviada a su casilla de correo electrónico ...



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO