



4EN1 ULTRASONIDO DOBLE 1MHZ Y 3MHZ + CROMOTERAPIA + GALVANICA

4EN1 ULTRASONIDO DOBLE 1MHZ Y 3MHZ + CROMOTERAPIA + CORRIENTE GALVANICA

ULTRASONIDO DOBLE 1MHZ Y 3 MHZ

Ultrasonido de 1MHZ para rehabilitación y masaje corporal

Ultrasonido de 3MHZ para rehabilitación y masaje facial

Las ondas ultrasónicas que emite este equipo en frecuencias tan exactas provocan el aumento de la circulación sanguínea, permiten penetrar medicamentos o químicos a través de la piel, reducen la cantidad de células grasas, aumenta la cantidad de glóbulos rojos y fortalece el metabolismo. El masaje es tan suave que sus clientes disfrutarán la terapia y verán grandes resultados junto con la fototerapia.

Funciones: Ondas de penetración Profunda, Lifting de cara y Reafirmante de cuerpo, favorece la penetración de químicos en la piel, cierra los poros de la piel, disminuye las manchas, quita el acné, suaviza los puntos negros y reafirma la piel.

LED PHOTON TERAPIA

1.- Luz roja 640nm: Produce colágeno, disminuye las arrugas, la flacidez y el hormigueo, estimula la circulación sanguínea, repara y activa las fibras elásticas para una piel más firme

2.- Luz verde 518nm: Tiene efectos calmantes previene las alergias a la fotosensibilidad, mejora las cargas grasas en la piel. Blanquea la piel.

3.- Luz azul 480nm: Tiene efectos vasoconstructores, fortalece las proteínas de los tejidos, reduce los poros, promueve la síntesis de proteínas como el colágeno, la elastina, para complicaciones como edema de la piel, relaja la piel ya que esta luz es diseñada para piel sensible y acné.

CORRIENTE GALVANICA

IONES DE REJUVENECIMIENTO POSITIVO Y NEGATIVO

Los iones son moléculas que han ganado o perdido un electrón. Los iones positivos son moléculas que han perdido un electrón; los iones negativos son generalmente moléculas de oxígeno con un electrón extra. Estos iones se crean en la naturaleza por la luz solar, la radiación, y el aire y el agua y hacen que los las nuevas cargas generen hidrógeno, nitrógeno, y otras moléculas que se unen a las moléculas de oxígeno en la terapia.

Los iones positivos ayudan a la limpieza de los poros obstruidos ya que es la causa principal de su dilatación al evitar la asimilación de nutrientes, Los iones positivos que emite este equipo son capaces de ablandar la suciedad y liberar los poros.

Los iones negativos ayudan a la introducción de nutrientes en la piel

Estimula la piel cansada y las células de envejecimiento se reducen considerablemente, la piel es carente de brillo cuando le faltan nutrientes, Los iones negativos son capaces de introducir nutrientes en la piel para penetrar medicamentos, asimilar la hidratación, blanquear la piel y equilibrar el pH para reestructurar el brillo y nutrientes en la piel conservando los anteriores. Piel más clara y rejuvenecida al instante.



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO

Contenido del paquete:

1x Ultrasonido doble unidad principal con cromoterapia y corriente galvánica

1 x adaptador de corriente

1 x Manual del usuario



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO